

# Titan® Touch

3-х компонентный наполняемый фаллопротез с помпой «одно касание» нового поколения.



Bioflex® цилиндры: обеспечивает стойкую ригидную и естественную эрекцию

Кончики цилиндров: имеют анатомическую форму, что придаёт естественный вид

21+ мм Titan®

Помпа «Одно касание»: легкая и быстрая дефляция цилиндров одной рукой, даже у пациентов с ограниченными возможностями

Блокирующий клапан резервуара – Lock-out™: предотвращает аутоинфляцию при повышенном давлении на резервуар

True-Lock® соединение: легкая и быстрая сборка без дополнительного инструментария и без риска утечки

Узкое основание цилиндров и нулевой угол крепления трубочек: придаёт удобство для имплантации

Помпа с ребристой поверхностью: облегчает нахождение и активацию для пациента

## Эволюция во времени фаллопротеза Titan® Инновационный дизайн. Высокое качество.



Titan Touch Pump  
помпа нового поколения.



Zero Degree Angle  
угол отхождения трубочек 0° позволяет использовать имплант большего размера с меньшим количеством колпачков-экстендеров.



Мягкие моделирующие апексы цилиндров анатомической формы.



Резервуар CL «лист клевера»  
совершенная геометрическая форма позволяет сделать более комфортным процесс имплантации резервуара. Большой объем при меньших размерах.



Lock-out™ valve  
блокирующий клапан резервуара, исключающий аутоинфляцию при повышении давления как из вне, так и внутри резервуара.



True-Lock®  
соединение: легкая и быстрая сборка без дополнительного инструментария и без риска утечки.

## Гидрофильное покрытие

Возможность выбора антибактериального раствора.

Все составные части фаллопротезов Titan® Touch и Genesis® обладают гидрофильным покрытием

Что даёт гидрофильность:

- Значительно повышает адсорбцию водных растворов антибактериальных средств на поверхности частей протеза
- Доказано «in vitro» снижение бактериальной адгезии к поверхности импланта
- При намокании придаёт абсолютную гладкость компонентам протезов, тем самым облегчая имплантацию
- Делает возможным использование и комбинирование любых антибактериальных средств

Преимущества фаллопротезов с гидрофильным покрытием:

1. Значительно снижен риск инфицирования
2. Облегчен процесс имплантации
3. Даёт оперирующему хирургу возможность выбора антибактериального препарата

## Titan® Touch

во время погружения импланта происходит связывание растворенных веществ с гидрофильным покрытием.



Протез погружается в раствор йодсодержащего вещества.

Экспозиция 1 мин.



Через минуту поверхность протеза полностью окрашена.

Подобный эффект происходит с растворами антибактериальных средств, выбранными оперирующим хирургом.

## Genesis®



Пожизненная гарантия на механическую поломку распространяется на все компоненты пенильных имплантов Coloplast

Все компоненты протеза обладают гидрофильным покрытием

1 - Data on file.  
2 - Rajpurkar A, Fairfax M, Li H, Dhabuwala CB. Antibiotic soaked hydrophilic coated bioflex: a new strategy in the prevention of penile prosthesis infection. J Sex Med. 2004 Sep;1(2):215-20.  
3 - Hellstrom WJ, Hyun JS, Human L, Sanabria JA, Bivalacqua TJ, Leungwattanakij S. Antimicrobial activity of antibiotic-soaked, Resist-coated Bioflex. Int J Impot Res. 2003 January;15(1):18-21.  
\* Étude réalisée sur le Staphylocoque epidermidis.  
\*\* Étude réalisée avec gentamycine + bacitracine sur le Staphylocoque epidermidis.  
Study done on Staphylococcus epidermidia  
Study done with gentamycin + bacitracin on Staphylococcus epidermidia