

Genesis®

Пластический интракавернозный фаллопротез.

Надёжность, проверенная временем: абсолютная целостность после 8000 циклов сгибания под углом 90°



Высокая степень ригидности дистальной части протеза: обеспечивает эстетическую и анатомическую схожесть

Сплав титана и серебра в виде двойной спирали: обеспечивает память формы, исключает возможность произвольного распрямления



Интраоперационное укорочение длины протеза соответственно анатомическим особенностям пациента

Атравматичные колпачки легко соединяются (не требуют специального хирургического инструментария)

Инструментарий



Диллятор Розелло (кавернотом)

Ретрактор Вернета

Инсёртер Фурло

Крючки к ретрактору Скотта

Диллятор Брукса

Ретрактор Дивера

Ретрактор Скотта

Titan® Touch

Цилиндры с помпой

Длина, (см)	14	16	18	20	22
-------------	----	----	----	----	----

Резервуары

Ёмкость, (мл)	75	125
Cloverleaf «лист клевера»		

Сборочный комплект



Состав сборочного комплекта:

- 4 комплекта соединений True-Lock® plug;
- 4 пары накручивающихся удлиняющих колпачков (1 см; 1,5 см; 2 см; 3 см);
- иглы Кейта колющего типа (под каждый цилиндр);
- устройство защиты цилиндров при ушивании корпоротомии (защитная лопатка);
- атравматичные иглы из пластика для промывки системы трубочек;
- переходники с замком Luer Lock для подготовки устройства;
- защитные кембрики на зажимы типа «москит».

Genesis®

Диаметр	9,5 мм	11 мм	13 мм
Длина	14 – 23 см	16 – 25 см	18 – 27 см

Набор состоит: пара цилиндров, 3 пары колпачков

ООО «Уромед М»

117342, г. Москва, ул. Введенского дом 1, стр.1

Тел: +7 (495) 783-68-11
www.uromed-m.ru

Руководитель направления Coloplast
Кордонский Александр Анатольевич

Тел. +7 (965) 364-28-67
E-mail: titan@uromed-m.ru

ПЕНИЛЬНЫЕ ИМПЛАНТЫ

Современный метод лечения эректильной дисфункции
Titan® Touch и Genesis®



Все компоненты протеза обладают гидрофильным покрытием